


3M™ Terapia Bair Hugger™
Manta de Acceso Completo y Aplicación Debajo del Paciente
Modelo 635 y Modelo Estéril 637



Calentamiento Debajo del Paciente

La manta de acceso completo y aplicación debajo del paciente se coloca en la mesa de operaciones antes de que el paciente llegue a la sala. Estos diseños revolucionarios ofrecen un acceso completo al paciente y la flexibilidad clínica necesaria tanto para cirugías complejas como de rutina en las cuales el paciente se encuentra en posición supina, lateral o prona. Por ejemplo, en cirugías de tipo traumatológica, cardiotorácica o estética.



3M Solución para la Prevención de Infecciones

Innovación dedicada
a la Misión

3M

3M™ Terapia Bair Hugger™

Manta de Acceso Completo y Aplicación Debajo del Paciente

Modelo 635 y Modelo Estéril 637

Características

- Su diseño con hendiduras deslizantes ofrece flexibilidad en la colocación del paciente y en el uso de las sábanas de traslado
- Orificios de evacuación de fluidos para reducir la acumulación de fluidos en la superficie de la manta
- Los bordes externos de la manta se alzan cerca del paciente para rodearlo y mantener el calor
- La manta tiene un área perforada a la altura de la cabeza que se puede quitar para adaptarla a la posición prono completa
- Tiras adhesivas y alerones que proporcionan estabilidad asegurando la manta a la mesa de operaciones
- Dos conectores del tubo flexible con precintos a cada extremo de la manta que proporcionan varias opciones para colocar el tubo flexible
- Campo transparente de gran tamaño para el área de la cabeza que mantiene el calor en la cabeza y los brazos del paciente
- Almohadilla para proteger los pies de lesiones térmicas

Información para pedidos


Producto	Número de pieza	Especificaciones
Manta de Acceso Completo y Aplicación Bajo Paciente	63500	Tamaño: 221 x 91 cm (84 x 36 in) Peso: 198 g (7 oz)
Manta Estéril de Acceso Completo y Aplicación Bajo Paciente	63700	Pieza de plástico: 61 x 122 cm (24 x 48 in)

Para realizar su pedido, póngase en contacto con su representante de ventas 3M.

Ofertas de productos

Mantas para Cuidado Preoperatorio

Paciente ambulatorio con calcetines
Modelo 110




Paciente ambulatorio
Modelo 111




Mantas para Cuidado Postoperatorio

Cuerpo completo
Modelo 300




Acceso torácico
Modelo 305



Pediátrica
Modelo 310



Acceso múltiple
Modelo 315




Mantas para Cuidados Especiales y Cardíacas

Unidad de hemodinámica
Modelo 560



Fenestrada
Modelo 570



Cardíaca estéril
Modelo 630



Cirugía cardíaca estéril
Modelo 645



Mantas para Cuidado Intraoperatorio

Parte superior del cuerpo
Modelo 522



Parte superior del cuerpo XL
Modelo 523



Parte inferior del cuerpo
Modelo 525



Torso
Modelo 540



Torso con doble entrada
Modelo 542



Quirúrgica de cuerpo completo
Modelo 610



Mantas Pediátricas

Pediátrica larga
Modelo 530




Parte inferior del cuerpo Pequeña
Modelo 537



Mantas de la Serie de Aplicación Bajo Paciente


Adulto de aplicación bajo paciente
Modelo 545



Pediátrica grande de aplicación bajo paciente
Modelo 550



Pediátrica de aplicación bajo paciente
Modelo 555




Espinal de aplicación bajo paciente
Modelo 575




Litotomía de aplicación bajo paciente
Modelo 585



Acceso completo y aplicación bajo paciente
Modelo 635



Estéril de acceso completo y aplicación bajo paciente
Modelo 637



División de Prevención de Infecciones

3M Health Care

3M Center, Building 275-4E-01

St. Paul, MN 55144-1000

U.S.A.

1 800 228-3957

www.3m.com/infectionprevention

Por favor recicle.

© 3M 2011. Todos los derechos reservados.

Issued: 3/11 7820HB

70-2010-8321-2

3M es una marca comercial de 3M Company. BAIR HUGGER y el logotipo de BAIR HUGGER son marcas comerciales de 3M.